

Οι τεχνικές προδιαγραφές διατυπώνονται αναλυτικά ως κάτωθι:

ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. Μ. ΣΠΑΡΤΗΣ :

A) ANTIBIOTIKA

Δισκία αντιβιοτικών για έλεγχο ευαισθησίας με τη μέθοδο διάχυσης των δίσκων (μέθοδος Kirby - Bauer) με διανεμητές. Να προσφερθούν δισκία αντιβιοτικών στις ζητούμενες συγκεντρώσεις. Τα προσφερόμενα δισκία να είναι σύμφωνα με τη μέθοδο αναφοράς (EUCAST & CLSI). Τα δισκία να καλύπτουν πλήρως τις οδηγίες των WHO, FDA και DIN (ομοιόμορφη κατανομή αντιβιοτικού, συγκέντρωση αντιβιοτικού 90%-125% της δηλωμένης, διεθνής κωδικοποίηση). Συσκευασία έως 4 - 5 φυσιγγίων με 50 δισκία έκαστο, όπου κάθε φυσίγγιο να είναι σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία blister με δικό του αφυγραντικό, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των ανοιγμένων δισκίων σε επίπεδα υγρασίας που μπορεί να αδρανοποιήσουν το αντιβιοτικό και να αλλοιώσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Να επισυνάπτεται η πλήρης λίστα των διαθέσιμων δισκίων αντιβιοτικών. Να είναι κατάλληλα για διανεμητές όλων των τύπων (6 και 8 θέσεων στρογγυλός 90mm, 12 θέσεων στρογγυλός 150mm και 16 θέσεων τετράγωνος 120x120mm) Να είναι απόλυτα συμβατά με τους διανεμητές που θα επιλεγούν για το εργαστήριο, σύμφωνα και με την προδιαγραφή με α/α 50 και να την ικανοποιούν πλήρως. Να έχουν αξιολογηθεί τόσο το θρεπτικό υλικό όσο και τα δισκία επιτυχώς από την Eucast.

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΟΝΑΔΑ
1	PENICILLIN-1	ΔΙΣΚΙΟ
2	AMPICILLIN 2μg	ΔΙΣΚΙΟ
3	AMPICILLIN 10μg	ΔΙΣΚΙΟ
4	AMOX+CLAVULANIC AMC-30 μg	ΔΙΣΚΙΟ
5	AZTREONAM 30 μg	ΔΙΣΚΙΟ
6	CEFEPIME 30 μg	ΔΙΣΚΙΟ
7	CEFOTAXIME 5 μg	ΔΙΣΚΙΟ
8	CEFOXITIN 30 μg	ΔΙΣΚΙΟ
9	CEFTAZIDIME 10 μg	ΔΙΣΚΙΟ
10	CEFUROXIME 30 μg	ΔΙΣΚΙΟ
11	CEFTAROLINE 5 μg	ΔΙΣΚΙΟ
12	CIPROFLOXACIN 5 μg	ΔΙΣΚΙΟ
13	CLINDAMYCIN 2 μg	ΔΙΣΚΙΟ
14	COLISTIN SULPHATE 10μg	ΔΙΣΚΙΟ
15	ERYTHROMYCIN 15 μg	ΔΙΣΚΙΟ
16	GENTAMICIN 10 μg	ΔΙΣΚΙΟ
17	IMIPENEM 10 μg*	ΔΙΣΚΙΟ

18	LINEZOLID 10 µg	ΔΙΣΚΙΟ
19	MEROPENEM 10 µg*	ΔΙΣΚΙΟ
20	NITROFURANTOIN 100 µg	ΔΙΣΚΙΟ
21	NOVOBIOCIN 5 µg	ΔΙΣΚΙΟ
22	OXACILLIN 1 µg	ΔΙΣΚΙΟ
23	PIPERACILLIN 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
24	PIPERACILLIN 30 +TAZOBACTAM 6 µg	ΔΙΣΚΙΟ
25	RIFAMPICIN 5 µg	ΔΙΣΚΙΟ
26	SULPHAMETHOXAZOLE+TRIMETHOPRIME	ΔΙΣΚΙΟ
27	TETRACYCLINE 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
28	TICARCILLIN+CLAVULANIC ACID TIM-85	ΔΙΣΚΙΟ
29	TIGECYCLINE 15 µg	ΔΙΣΚΙΟ
30	TOBRAMYCIN 10 µg	ΔΙΣΚΙΟ
31	QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN 15 µg	ΔΙΣΚΙΟ
32	TEICOPLANIN 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
33	VANCOMYCIN 5 µg	ΔΙΣΚΙΟ
34	VANCOMYCIN 30 µg	
35	AMIKACIN 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
36	GENTAMYCIN 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
37	MOXIFLOXACIN 5µg	ΔΙΣΚΙΟ
38	ERTAPENEM 10 µg	ΔΙΣΚΙΟ
39	CLOXACILLIN 500µg	ΔΙΣΚΙΟ
40	FUSIDIC ACID 10µg	ΔΙΣΚΙΟ
41	FOSFOMYCIN 200µg	ΔΙΣΚΙΟ
42	CEFTAZIDIME+AVIBACTAM	ΔΙΣΚΙΟ
43	IMIPENEM 10 + EDTA µg*	ΔΙΣΚΙΟ
44	MEROPENEM 10 + EDTA 930 µg*	ΔΙΣΚΙΟ
45	IMIPENEM 10+VORONIC ACID	ΔΙΣΚΙΟ
46	MUPIROCIN 200 µg	ΔΙΣΚΙΟ
47	CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM 30-10	ΔΙΣΚΙΟ
48	IMIPENEM/RELEBACTAM 10-25	ΔΙΣΚΙΟ
49	CEFIDEROCOL	ΔΙΣΚΙΟ
50	ΔΙΑΝΕΜΗΤΕΣ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 16 ΘΕΣΕΩΝ (DISK DISPENSER) ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΡΙΒΛΙΑ MULLER – HINTON ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 120X120mm ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ EUCAST. Οι διανεμητές και οι δίσκοι αντιβιοτικών να είναι απόλυτα συμβατά μεταξύ τους , ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή λειτουργία τους για την αποφυγή τυχόν εμπλοκής του μηχανισμού.	ΤΕΜΑΧΙΑ

B) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

A/A	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔΑ
51	Brucella abortus για αντίδραση wright	Test
52	Brucella abortus αντιγόνο με χρωστική Rose – Bengal	Test
53	Αντιορός για ορολογική ταυτοποίηση Brucella melitensis (ανίχνευση αντιγόνου από καλλιέργημα και όχι αντισώματος από ορό)	φιαλίδιο
54	Αντιορός για ορολογική ταυτοποίηση Brucella abortus (ανίχνευση αντιγόνου από καλλιέργημα και όχι αντισώματος από ορό)	φιαλίδιο
55	Ολικός πολυσθενής Αντιορός με μίγμα σωματικού αντιγόνου Ο της Salmonella spp προς προκαταρκτική ταυτοποίηση των ομάδων A-067 (ανίχνευση αντιγόνου από καλλιέργημα και όχι αντισώματος από ορό)	φιαλίδιο
56	Πολυδύναμος Αντιορός Ο (Α-Γ) για ορολογική ταυτοποίηση Salmonella spp.(ανίχνευση αντιγόνου από αποικίες καλλιέργειας)	φιαλίδιο
57	Πολυδύναμος Αντιορός Ο (Α-Σ) για ορολογική ταυτοποίηση Salmonella spp.(ανίχνευση αντιγόνου από αποικίες καλλιέργειας)	φιαλίδιο
58	KIT ανοσοχρωματογραφίας (Rapid Test) για τον ποιοτικό προσδιορισμό του Campylobacter antigene στα κόπρανα	test
59	Test ανοσοχρωματογραφίας (RAPID TEST CASSETTE) για την ανίχνευση αντιγόνου RSV & ADENOVIRUS από ρινοφαρυγγικό επίχρισμα. Να έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.	Test
60	Test ανοσοχρωματογραφίας (RAPID TEST CASSETTE) για την ανίχνευση αντιγόνου ROTAVIRUS & ADENOVIRUS από δείγμα κοπράνων. Να έχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα.	Test
61	Test ανοσοχρωματογραφίας για την ανίχνευση EBV VCAIgM αντισωμάτων σε ολικό αίμα ,ορό ή πλάσμα (για ανίχνευση λοιμώδους μονοπυρήνωσης).	Test
62	Ανίχνευση ιού γρίπης Α,Β με ανοσοχρωματογραφίας	Test
63	D (+) Γλυκόζη (ANYΔΡΗ)	kg
64	Έτοιμη χρωστική για χρώση Ziehl – Neelsen	kit
65	May Grunwald	lt
66	Giemsa	lt

67	Κεδρέλαιο	ml
68	Δείκτες για pH εύρους 0-14	Συσκευασία
69	Latex για την κατά Lancefield ταυτοποίηση στρεπτοκόκκων 200τεστ / ομάδα (6ομάδες)	Test
70	Latex για την ταυτοποίηση S.AUREUS	Test
71	Φάκελοι παραγωγής CO ₂ , δημιουργίας αναερόβιων και μικροαερόφιλων συνθηκών χωρίς προσθήκη νερού	φάκελο
72	Δίσκοι βακιτρακίνης 2x250	Συσκ
73	Δίσκοι οπποχίνης 2x250	Συσκ
74	Δίσκοι οξειδάσης	Tubes
75	Έτοιμα τρυβλία Blood agar	Τρυβλία
76	Έτοιμα τρυβλία columbia CNA AGAR+ 5% sheep Blood και MacConkey agar	Τρυβλία
77	Έτοιμα τρυβλία Chocolate + isovitalex agar	Τρυβλία
78	Έτοιμα τρυβλία MacConkey agar No3	Τρυβλία
79	Έτοιμα τρυβλία SS agar	Τρυβλία
80	Έτοιμα τρυβλία Muller-Hinton μεγάλα 12x12 cm τετράγωνα .	Τρυβλία
81	Έτοιμα τρυβλία Sabouraud Dextrose agar	Τρυβλία
82	MAC CONKEY AGAR No3	Bt 500gr
83	Sorbitol MacConkey agar (SMAC) σε σκόνη	Bt 500gr
84	Salmonella Shigella agar σε σκόνη	Bt 500gr
85	Blood agar base σκόνη	Bt 500gr
86	Agar Sabouraud σε σκόνη	Bt 500gr
87	Mueller – Hinton agar σε σκόνη	Bt 500gr
88	Mannitol salt agar σε σκόνη	Bt 500gr
89	Set για εκλεκτική ανίχνευση ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα με ανοσοχρωματογραφία.	Test
90	Kit ανοσοχρωματογραφίας για C.difficile στα κόπρανα με ταυτόχρονη ανίχνευση GDH και τοξινών A,B	Test
91	Kit ανοσοχρωματογραφίας για την ταχεία ανίχνευση καρβαπενεμασών.	Test
92	Σωληνάρια με υλικό Lowenstein Jensen	Tubes

Γ) ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ

A/A	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
93	Ξυλόλη It	ΛΙΤΡΑ
94	Polychrom EA 50 It Να είναι αλκοολικό διάλυμα χρωστικής, που περιέχει Eosin Y, Light Green και dodeca-Tunstophosphoric acid, κατάλληλο για πολυχρωματική κυτταροπλασματική χρώση. Να περιέχει επίσης αιθανόλη ~45% και μεθανόλη ~50%. (τα παραπάνω να αποδεικνύονται από τα Τεχνικά Φυλλάδια του υλικού) Να δίνει χρώση εντός 3-4 λεπτών σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Να φέρει σήμανση CE-IVD. Να είναι σε συσκευασία των 5L σε πλαστικό δοχείο με χειρολαβή. Να αποσταλεί δείγμα προς αξιολόγηση.	ΛΙΤΡΑ
95	Orange G Να είναι αλκοολικό διάλυμα χρωστικής, που περιέχει Orange G και dodeca-Tunstophosphoric acid, κατάλληλο για την ανίχνευση των κερατινών στο κυτταρόπλασμα. Να περιέχει επίσης αιθανόλη ~50% και μεθανόλη ~50%. (τα παραπάνω να αποδεικνύονται από τα Τεχνικά Φυλλάδια του υλικού) Να δίνει χρώση εντός 3-4 λεπτών σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Να φέρει σήμανση CE-IVD. Να είναι σε συσκευασία 5L σε πλαστικό δοχείο με χειρολαβή. Να αποσταλεί δείγμα προς αξιολόγηση.	ΛΙΤΡΑ
96	Αιματοξυλίνη Harris Να είναι χρωστική κατάλληλη για πυρηνική χρώση. Να περιέχει οξικό οξύ <1% για βέλτιστη χρώση των πυρήνων, αιθανόλη 1-10% και αμμωνιακό άλας 1-10%. (τα παραπάνω να αποδεικνύονται από τα Τεχνικά Φυλλάδια του υλικού) Να δίνει χρώση εντός 3-4 λεπτών σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Να φέρει σήμανση CE-IVD. Να είναι σε συσκευασία των 5L σε πλαστικό δοχείο με χειρολαβή. Να αποσταλεί δείγμα προς αξιολόγηση.	ΛΙΤΡΑ

97	Υποκατάστατο ξυλόλης Να αποτελείται από αλειφατικούς (μη κυκλικούς) υδρογονάνθρακες. Να είναι άοσμο (να μην έχει άρωμα εσπεριδοειδών) Να είναι περισσότερο ασφαλές και κατάλληλο για το χρήστη (τα όρια έκθεσης στους ατμούς του να είναι τουλάχιστον 3 φορές μεγαλύτερα σε σχέση με τα αντίστοιχα για τους τοξικούς ατμούς της ξυλόλης). Να μην είναι ερεθιστικό για το δέρμα. Να στεγνώνει γρήγορα όπως και η ξυλόλη. Να έχει σημείο βρασμού >150ο C. Να είναι λιγότερο εύφλεκτο από την ξυλόλη (σημείο ανάφλεξης >38ο C). Να χρησιμοποιεί ειδικό κατάλληλο υγρό επικάλυψης του ίδιου οίκου. Να φέρει σήμανση CE-IVD. Να είναι σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5L.	ΛΙΤΡΑ
98	Μονιμοποιητικό καλυπρίδων συμβατό με το υποκατάστατο ξυλόλης Συνθετικό υγρό επικάλυψης με βάση την τολουόλη (60%). Να περιέχει επίσης ακρυλική ρητίνη περίπου 40% και isobutyl methacrylate <1%. Να χρησιμοποιείται ειδικά με το υποκατάστατο ξυλόλης του ίδιου οίκου, αλλά να μπορεί να επικαλύψει και πλακίδια επεξεργασμένα με απλή ξυλόλη ή άλλα υποκατάστατα ξυλόλης. Να έχει συντελεστή διάθλασης $1,495 \pm 0,005$. Να έχει ιξώδες μέτριο (120-265 cps). (τα παραπάνω να αποδεικνύονται από τα Τεχνικά Φυλλάδια του υλικού) Να φέρει σήμανση CE-IVD. Να είναι σε συσκευασία 500 ml.	ΛΙΤΡΑ
99	Giemsa	ΛΙΤΡΑ
100	Ταχεία χρώση Giemsa Hemacolor 3x2,5 LITR/συσκ α)	ΛΙΤΡΑ
101	Μονιμοποιητικό διάλυμα που περιέχει μεθανόλη	ΛΙΤΡΑ
102	Ταχεία χρώση Giemsa Hemacolor β) Διάλυμα χρωστικής ηωσίνης	ΛΙΤΡΑ
103	Ταχεία χρώση Giemsa Hemacolor γ) Διάλυμα χρωστικής με μπλε μεθυλενίου	ΛΙΤΡΑ
104	Υδροχλωρικό οξύ (HCL)	ΛΙΤΡΑ
105	Gytospray	TEM
106	Preserv Cyt solution για Thin Prep (32 oz)	ΛΙΤΡΑ
107	Μονιμοποιητικό υγρό γενικής κυταρολογίας σε συσκευασία 32oz. Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυτάρων για δείγματα γενικών κυταρολογικών εξετάσεων με τη μέθοδο της κυταρολογίας υγρής φάσης σε συσκευασία 946ml. Το υλικό να είναι συμβατό με Επεξεργαστή Thin Prep TP2000 του οίκου Hologic Inc που έχει προμηθευτεί το εργαστήριο κατόπιν αγοράς και η συμβατότητα να πιστοποιείται με βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου του Επεξεργαστή.	ΛΙΤΡΑ

106	Preserv Cyt solution για Thin Prep Solution For Non-Gynecologic use. Μονιμοποιητικό υγρό γενικής κυτταρολογίας σε φιαλίδια των 20ml. Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για δείγματα γενικής κυτταρολογίας μη γυναικολογικά με τη μέθοδο υγρής φάσης σε συσκευασία 20ml. Το υλικό να είναι συμβατό με Επεξεργαστή Thin Prep TP2000 του οίκου Hologic Inc που έχει προμηθευτεί το εργαστήριο κατόπιν αγοράς και η συμβατότητα να πιστοποιείται με βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου του Επεξεργαστή. (20x50).	ΣΥΣΚ.Χ25
107	GYTOLYT SOLTION για THIENPREP 32oz Λυτικό διάλυμα σε συσκευασία 32oz. Διάλυμα λύσης (βλεννολυτικό, αιμολυτικό, πρωτεϊνολυτικό) συστατικών υποστρώματος ποικίλου κυτταρολογικού δείγματος με τη μέθοδο της κυτταρολογίας υγρής φάσης σε συσκευασία 946ml. Το υλικό να είναι συμβατό με Επεξεργαστή Thin Prep TP2000 του οίκου Hologic Inc που έχει προμηθευτεί το εργαστήριο κατόπιν αγοράς και η συμβατότητα να πιστοποιείται με βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου του Επεξεργαστή.	ΛΙΤΡΑ
108	TRANS CYT FILTERS FOR NON GYNECOLOGIC Φίλτρο μονοστρωματικής λεπτής επίστρωσης για μη γυναικολογικό κυτταρολογικό υλικό που συλλέγεται σε κυλινδρικό φιαλίδιο με Μονιμοποιητικό υλικό 20cc περίπου. Το υλικό να είναι συμβατό με Επεξεργαστή Thin Prep TP2000 του οίκου Hologic Inc που έχει προμηθευτεί το εργαστήριο κατόπιν αγοράς και η συμβατότητα να πιστοποιείται με βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου του Επεξεργαστή. (10x100).	ΣΥΣΚ.Χ100
109	TRANS CYT FILTERS FOR GYNECOLOGIC USE Φίλτρο μονοστρωματικής λεπτής επίστρωσης για γυναικολογικό κυτταρολογικό υλικό που συλλέγεται σε κυλινδρικό φιαλίδιο με μονιμοποιητικό υλικό 20cc περίπου. Το υλικό να είναι συμβατό με Επεξεργαστή Thin Prep TP2000 του οίκου Hologic Inc που έχει προμηθευτεί το εργαστήριο κατόπιν αγοράς και η συμβατότητα να πιστοποιείται με βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου του Επεξεργαστή. (3x100).	ΣΥΣΚ.Χ100
110	Preserv Cyt solution για Thin Prep Solution For Gynecologic use Μονιμοποιητικό υγρό για γυναικολογικά υλικά σε φιαλίδια των 20ml. Διάλυμα μεταφοράς, μονιμοποίησης και συντήρησης κυττάρων για δείγματα γυναικολογικά με τη μέθοδο υγρής φάσης σε συσκευασία 20ml. Το υλικό να είναι συμβατό με Επεξεργαστή Thin Prep TP2000 του οίκου Hologic Inc που έχει προμηθευτεί το εργαστήριο κατόπιν αγοράς και η συμβατότητα να πιστοποιείται με βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου του Επεξεργαστή. (20x50).	ΣΥΣΚ.Χ25
111	ΜΕΘΑΝΟΛΗ	ΣΥΣΚ. 2,5 ΛΙΤΡΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ν. Μ. ΜΟΛΑΩΝ :**Δ) ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ**

Δισκία αντιβιοτικών για έλεγχο ευαισθησίας με τη μέθοδο διάχυσης των δίσκων (μέθοδος Kirby - Bauer) με διανεμητές. Να προσφερθούν δισκία αντιβιοτικών στις ζητούμενες

συγκεντρώσεις. Τα προσφερόμενα δισκία να είναι σύμφωνα με τη μέθοδο αναφοράς (EUCAST & CLSI). Τα δισκία να καλύπτουν πλήρως τις οδηγίες των WHO, FDA και DIN (ομοιόμορφη κατανομή αντιβιοτικού, συγκέντρωση αντιβιοτικού 90%-125% της δηλωμένης, διεθνής κωδικοποίηση). Συσκευασία έως 4 - 5 φυσιγγίων με 50 δισκία έκαστο, όπου κάθε φυσίγγιο να είναι σε μεμονωμένη σφραγισμένη εσωτερική συσκευασία blister με δικό του αφυγραντικό, ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των ανοιγμένων δισκίων σε επίπεδα υγρασίας που μπορεί να αδρανοποιήσουν το αντιβιοτικό και να αλλοιώσουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Να επισυνάπτεται η πλήρης λίστα των διαθέσιμων δισκίων αντιβιοτικών. Να έχουν αξιολογηθεί τόσο το θρεπτικό υλικό όσο και τα δισκία επιτυχώς από την Eucast.

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΜΟΝΑΔΑ
112	PENICILLIN-1 µg	ΔΙΣΚΙΟ
113	AMPICILLIN -2 µg	ΔΙΣΚΙΟ
114	AMPICILLIN 10µg	ΔΙΣΚΙΟ
115	AMOX+CLAVULANIC AMC-30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
116	AZTREONAM 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
117	CEFEPIME 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
118	CEFOTAXIME 5 µg	ΔΙΣΚΙΟ
119	CEFOXITIN 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
120	CEFTAZIDIME 10 µg	ΔΙΣΚΙΟ
121	CEFUROXIME 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
122	CEFTAROLINE 5 µg	ΔΙΣΚΙΟ
123	CIPROFLOXACIN 5 µg	ΔΙΣΚΙΟ
124	CLINDAMYCIN 2 µg	ΔΙΣΚΙΟ
125	ERYTHROMYCIN 15 µg	ΔΙΣΚΙΟ
126	GENTAMICIN 10 µg	ΔΙΣΚΙΟ
127	IMIPENEM 10 µg*	ΔΙΣΚΙΟ
128	LINEZOLID 10 µg	ΔΙΣΚΙΟ
129	MEROPENEM 10 µg*	ΔΙΣΚΙΟ
130	NITROFURANTOIN 100 µg	ΔΙΣΚΙΟ
131	OXACILLIN 1 µg	ΔΙΣΚΙΟ
132	PIPERACILLIN 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
133	PIPERACILLIN 30 +TAZOBACTAM 6 µg	ΔΙΣΚΙΟ
134	SULPHAMETHOXAZOLE+TRIMETHOPRIME	ΔΙΣΚΙΟ
135	TETRACYCLINE 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
136	TICARCILLIN+CLAVULANIC ACID TIM-85	ΔΙΣΚΙΟ
137	TIGECYCLINE 15 µg	ΔΙΣΚΙΟ
138	QUINUPRISTIN-DALFOPRISTIN 15 µg	ΔΙΣΚΙΟ

139	TEICoplanin 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
140	VANCOMYCIN 5 µg	
141	VANCOMYCIN 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
142	AMIKACIN 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
143	GENTAMYCIN 30 µg	ΔΙΣΚΙΟ
144	FUSIDIC ACID 10µg	ΔΙΣΚΙΟ
145	FOSFOMYCIN 200µg	ΔΙΣΚΙΟ
146	CEFTAZIDIME + AVIBACTAM	ΔΙΣΚΙΟ
147	CEFTOLOZANE + TAZOBACTAM 30-10	ΔΙΣΚΙΟ

Ε) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

A/A	ΕΙΔΗ	ΜΟΝΑΔΑ
148	Test ανοσοχρωματογραφίας για την ανίχνευση EBV VCAIgM αντισωμάτων σε ολικό αίμα ,ορό ή πλάσμα EBV AVITEX	Test
149	Ανίχνευση ιού γρίπης Α,Β με ανοσοχρωματογραφία	Test
150	D (+) Γλυκόζη (ANYΔΡΗ)	kg
151	Έτοιμη χρωστική για χρώση Ziehl – Neelsen	kit
152	May Grunwald	lt
153	Giemsa	lt
154	Κεδρέλαιο	ml
155	Latex για την κατά Lancefield ταυτοποίηση στρεπτοκόκκων 200τεστ / ομάδα (6 ομάδες) .	Test
156	Latex για την ταυτοποίηση S.AUREUS	Test
157	Φάκελοι παραγωγής CO ₂ , δημιουργίας αναερόβιων και μικροαερόφιλων συνθηκών χωρίς προσθήκη νερού	φάκελο
158	Δίσκοι βακιτρακίνης 2x250	Συσκ
159	Δίσκοι οπτοχίνης 2x250	Συσκ
160	Δίσκοι οξειδάσης	Tubes
161	Έτοιμα τρυβλία Blood agar	Τρυβλία
162	Έτοιμα τρυβλία columbia CNA AGAR+ 5% sheep Blood και MacConkey agar	Τρυβλία
163	Έτοιμα τρυβλία Chocolate + isovitalex agar	Τρυβλία
164	Έτοιμα τρυβλία MacConkey agar No3	Τρυβλία
165	Έτοιμα τρυβλία SS agar	Τρυβλία

166	Έτοιμα τρυβλία Sabouraud Dextrose agar	Τρυβλία
167	Έτοιμα τρυβλία Muller-Hinton μεγάλα 12x12 cm τετράγωνα ή στρογγυλά διαμέτρου 14mm	Τρυβλία
168	Set για εκλεκτική ανίχνευση ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα με ανοσοχρωματογραφία	Test
169	Kit ανοσοχρωματογραφίας για C.difficile στα κόπρανα με ταυτόχρονη ανίχνευση GDH και τοξινών A,B	Test
170	Kit ανοσοχρωματογραφίας για την ταχεία ανίχνευση καρβαπενεμασών	Test
171	Pregnancy Rapid Test	kit
172	KIT ανοσοχρωματογραφίας για στρεπτόκοκκο στο φάρυγγα strep Test	Test
173	KIT ανοσοχρωματογραφίας για HBsAg (Αυστραλιανό αντιγόνο ηπατίτιδα HBsAg)	Test
174	Συγκολλητικοί οροί για ανίχνευση αντισωμάτων βρουκέλλας (αντίδραση wright)	Test
175	Συγκολλητικοί οροί για ανίχνευση αντισωμάτων σαλμονέλας (αντίδραση widal)	Test
176	Latex για CRP	Test
177	Latex για ASO	Test
178	Latex για RF	Test